

丽春红 S 染色液,1X 说明书

【产品货号】

RS0021

【产品名称】

- 1、通用名称：丽春红 S 染色液,1X
- 2、英文名称：PonceauS Staining Solution for Western Blots, 1X

【包装规格】

见标签

【预期用途】

丽春红 S 染色液,1X (PonceauS Staining Solution for Western Blots, 1X) 适用于 PVDF 膜,硝酸纤维素膜和醋酸纤维素膜上的蛋白印迹的检测,转移后的蛋白质(大于 200ng/条带)在粉红色的背景上呈现红色条带。丽春红带负电荷,可以与带正电荷的氨基酸残基结合,同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合,从而形成红色的条带。丽春红 S 染色液的优点是对蛋白的染色是可逆的,染色后可以用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液漂洗去除,且使用方便,灵敏度较高,性能长期稳定,着色清晰灵敏。

【储存条件及有效期】

- 1、储存要求: 2℃-8℃密封保存。
- 2、有效期: 二年。过期日期见标签。

【使用方法】

- 1.将已经完成转印的 PVDF 膜,硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在丽春红染色液中,摇动 3-10 分钟或更长时间。
- 2.用三级水,一级水, PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次,每次 3-5 分钟,直到背景干净,进行后续的 WB 检测。

【注意事项】

- 1、本品仅用于科研,不做其他用途。
- 2、需专业人员使用。
- 3、应用适当防护措施,避免试剂同皮肤和眼睛接触。
- 4、废液处理:进行无害化处理,并符合相关的环保要求。

【图标示意】

以下图标可能部分标注于产品外标签上

REF

货号

LOT

批号

RUO

仅供科研使用



保存温度



参照使用说明书



制造厂商



有效期